

SELECT PROFCARE



PROFCARE D

Style no. 720120 / 720121

Material:

Fabric: 75% Nylon, 25% Elastane.
Glue: 100% Acrylic adhesive



Medical Device Class I, Rule 1, for non-sterile and noninvasive devices for short term use, by the European Medical Device Regulative 2017/745.

Basic UDI-DI: 5703543U1022LA

Made in China

For further information and inquiries regarding this product, please contact SELECT SPORT A/S

Version: 01.01.2025



SELECT SPORT A/S
Fabriksparken 46
DK-2600 Glostrup



+45 43 96 96 66 - select@select.dk

SELECT-SPORT.COM

EN

Intended use:

The Profcare D is a new type of highly elastic sportstape with references to the kinesiology area. With multiple stretch directions and strong water repellent fabrics this tape will work perfectly in symbiosis with big movements – making it a great tool for injury rehabilitation, support, or motor control. Due to its high mobility, heavy fabric, and straight-lined mold, it will impact sensory feedback and provide better conditions for blood flow and movement. See it as a hybrid between ordinary rigid sportstape and an elastic wrap.

Instructions for use:

Tear of the grid paper and place the base-slip on skin with no stretch- as a base. Pull and stretch the tape in a direction and amount you feel is appropriate, place it on the skin, place your second base with no stretch and heat up the tape with grid paper friction to increase durability. It's recommended to use an adhesive spray before to optimize attachment in wet conditions. Duration of use is maximum 3-5 days.

Warnings and contraindications:

Do not use the tape if you have allergies or are sensitive to some of the ingredients.

Contraindications:

Use of the product is contraindicated when:

- The skin is broken. Do not stick on a wound directly.
- There is significantly swelling at the application site.
- The user has known allergies to nylon, glue, or Elastane.
- The user is known to have a vulnerable or very dry skin.

Warnings:

Do not apply too tight. Ensure that the skin is cleaned before application. Do not store above 25 degrees Celsius. Store in original packaging to protect from sun light. Symptoms of overexposure of the acrylic acid may include redness or discoloration, swelling, itching, burning, or blistering. Consult your Health Care Provider if you experience any reaction.

Anvendelse:

Profcare D er en ny type meget elastisk sports-tape med referencer til det kinesologiske område. Med flere strækretninger og stærke vandafvisende stoffer vil denne tape fungere perfekt i symbiose med store bevægelser - hvilket gør den til et fantastisk værktøj til skadesrehabilitering, støtte eller motorisk kontrol. På grund af dens høje mobilitet, tunge stof og mønster med lige linjer, vil den påvirke sensorisk feedback og give bedre betingelser for blodgennemstrømning og bevægelse. Se det som en hybrid mellem almindelig stiv sports-tape og en elastisk wrap.

Bruksanvisning:

Riv grid-papiret af og placér den ene ende af tapen som en base på huden uden stræk. Træk og stræk tapen i den retning og mængde, du føler er passende. Placer herefter den anden ende af tapen, som en sidste base uden stræk, og varm tapen op med grid-papiret for at øge holdbarheden. Det anbefales at bruge en klæbende spray først for at optimere vedhæftningen i våde forhold. Må bæres i 3-5 dage. Advarsler og kontraindikationer: Brug ikke tapen, hvis du har allergier, eller er følsom overfor nogle af ingredienserne.

Kontraindikationer:

Brug af produktet frarådes når:

- Der er brud på huden. Klæb ikke direkte på et sår.
- Der er betydelig hævelse på applikationsstedet.
- Brugeren har kendte allergier overfor nylon, lim eller Elastane.
- Brugeren har sart eller meget tør hud.

Advarsler:

Må ikke sidde for stramt. Sørg for, at huden er renset for påføring. Opbevar ikke tapen i omgivelser over 25 grader celsius. Opbevar i original emballage for at beskytte mod sollys. Symptomer på overeksponering af akrylsyre kan omfatte rødme eller misfarvning, hævelse, kløe, brændende fornemmelse eller dannelse af blærer. Kontakt læge hvis du oplever en reaktion.

SV

Avsedd användning:

Profcare D är en ny typ av högelastisk sporttejp med referenser till det kinesologiska området. Med flera stretchriktningar och starkt vattenavvisande material fungerar denna tejp perfekt i symbios med stora rörelser – vilket gör den till ett utmärkt verktyg för skaderehabilitering, stöd eller motorisk kontroll. Tack vare egenskaper som god rörlighet, kraftigt tyg och rak form kommer den att påverka kroppens sensorisk feedback och ge bättre förutsättningar för blodflöde och rörelse. Se den som en hybrid mellan vanlig stiv sporttejp och elastiskt förband.

Bruksanvisning:

Riv av det rutade pappret och placera basremsan på huden utan att sträcka ut den – som en grund. Dra och sträck teipen i den riktning och utsträckning du tycker är lämplig och fäst den mot huden. Placera den andra basen utan att dra ut den, och varm teipen med friktion (låt rutpappret sitta kvar) för att öka hållbarheten. Vi rekommenderar att du använder ett limspray före applicering för att optimera vidhäftningen i våta förhållanden. Användningstiden är max 3-5 dagar.

Varningar och kontraindikationer:

Använd inte teipen om du är allergisk eller överkänslig mot någon av beståndsdelarna.

Kontraindikationer:

Användning av produkten är kontraindicerad när:

- det gått håll på huden. Fäst inte direkt på såret.
- Det finns avsevärd svullnad där teipen appliceras.
- Användaren har känt allergi mot nylon, lim eller elastan.
- Användaren har ömtålig eller mycket torr hud.

Varningar:

Applicera inte för hårt. Se till att huden rengörs före appliceringen. Förvara inte över 25 grader Celsius. Förvara i originalförpackningen för att skydda mot solljus. Symtom på överexponering av akrylsyran kan inkludera rodnad eller missfärgning, svullnad, klåda, brännande känsla eller blåsor. Kontakta din läkare om du upplever någon reaktion.

NO

Bruksområde:

Profcare D er en ny type svært elastisk sportstape med referanser til det kinesologiske området. Med flere strekkretninger og sterke, vannavvisende materialer vil denne tapen fungere perfekt i kombinasjon med store bevegelser – noe som gjør den effektiv til skaderehabilitering, støtte eller motorisk kontroll. På grunn av den høye bevegeligheten, det solide materialet og den rette formen, vil den påvirke sensorisk tilbakemelding og fremme blodgjennomstrømning og bevegelse. Se på den som en hybrid mellom vanlig stiv sportstape og et elastisk omslag.

Bruksanvisning:

Fjern papiret og plasser underlaget på huden uten å strekke det, som et underlag. Trekk og strekk tapen i den retningen og mengden du føler passer. Legg den på huden, plasser den andre delen uten strekk og varm opp tapen med papirfriksjon for å øke holdbarheten. Det anbefales å påføre limspray først for å sikre optimal heft ved våte forhold. Brukstiden er maks. 3-5 dager.

Advarsler og kontradiksjoner:

Ikke bruk tapen hvis du har allergier eller er følsom overfor noen av ingrediensene.

Kontraindikasjoner:

Brug av produktet er kontraindisert når:

- Huden er skadet. Må ikke festes direkte på såret.
- Påføringsstedet er tydelig hovent.
- Brukeren har kjent allergi mot nylon, lim eller Elastane.
- Brukeren har kjent sårbar eller svært tørr hud.

Advarsel:

Må ikke påføres for stramt. Forsikre deg om at huden er rengjort før påføring. Må ikke oppbevares over 25°C. Oppbevares i original emballasje for å beskyttes mot sollys. Symptomer på overeksponering av akrylsyre kan omfatte rødhet eller misfarging, hevelse, kløe, svie eller blimler. Rådfor deg med helsepersonell hvis du får reaksjoner.

DE

Verwendungszweck:

Profcare D ist ein neuartiges hochelastisches Sportband mit Bezug zum kinesologischen Bereich. Dank mehreren Dehnrichtungen und stark wasserabweisendem Gewebe funktioniert dieses Band perfekt in Verbindung mit großen Bewegungen – und ist damit ein ausgezeichnetes Hilfsmittel für die Rehabilitation von Verletzungen, zur Unterstützung oder für die motorische Kontrolle. Aufgrund seiner hohen Beweglichkeit, des schweren Gewebes und der geradlinigen Form wirkt es sich auf das sensorische Feedback aus und bietet bessere Bedingungen für Blutfluss und Bewegung. Betrachten Sie es als eine Mischung aus gewöhnlichem starrem Sportband und einem elastischen Tuch.

Gebrauchsanweisung:

Reißen Sie das Rasterpapier ab und legen Sie den Basis-Slip als Unterlage auf die Haut – ohne ihn zu dehnen. Ziehen und dehnen Sie das Band in eine Richtung und mit der Kraft, die Sie für angemessen halten, legen Sie es auf die Haut, legen Sie Ihre zweite Basis ohne zu dehnen an und erwärmen Sie das Band durch Reiben des Rasterpapiers, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Es wird empfohlen, vorher ein Klebespray zu verwenden, um die Haftung unter nassen Bedingungen zu optimieren. Die Verwendungsdauer beträgt maximal 3-5 Tage.

Warnhinweise und Kontraindikationen:

Verwenden Sie das Klebeband nicht, wenn Sie Allergien haben oder empfindlich auf einige Inhaltsstoffe reagieren.

Kontraindikationen:

Die Verwendung des Produktes ist kontraindiziert, wenn:

- die Haut verletzt ist. Nicht direkt auf eine Wunde kleben.
- an der Verwendungstelle eine deutliche Schwellung ist.
- der Benutzer bekannte Allergien gegen Nylon, Klebstoff oder Elastan hat.
- bekannt ist, dass der Benutzer empfindliche oder sehr trockene Haut hat.

Warnhinweise:

Nicht zu fest anlegen. Sicherstellen, dass die Haut vor der Anwendung gereinigt wurde. Nicht über 25°C aufbewahren. Zum Schutz vor Sonnenlicht in der Originalverpackung aufbewahren. Zu den Symptomen einer übermäßigen Exposition gegenüber Acrylsäure zählen Rötung oder Verfärbung, Schwellung, Juckreiz, Brennen oder Blasenbildung. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn irgendwelche Reaktionen auftreten.

Usage prévu :

La Profcare D est un nouveau type de bande pour sportifs hautement élastique dans le domaine kinésologique. Avec ses multiples directions d'étirement et ses tissus résistants et hydrofuges,

FR

cette bande fonctionnera en parfaite symbiose avec les mouvements amples, ce qui en fait un excellent outil pour la rééducation, le maintien ou le contrôle moteur des blessures. En raison de sa grande mobilité, de son tissu épais et de sa forme rectiligne, elle aura un effet sur le retour sensoriel et fournira de meilleures conditions pour la circulation sanguine et le mouvement. Considérez-la comme un hybride entre une bande pour sportifs rigide ordinaire et une bande élastique.

Mode d’emploi :

Déchirez le papier quadrillé et placez le protecteur cutané sur la peau sans l’étirer. Tirez et étirez la bande dans la direction et avec la force que vous jugez appropriées, placez-la sur la peau, placez votre deuxième base sans l’étirer et chauffez la bande par une friction du papier quadrillé pour augmenter la durabilité. Il est recommandé d’utiliser un spray adhésif avant pour optimiser la fixation dans des conditions humides. La durée d’utilisation est de 3 à 5 jours maximum.

Avertissements et contre-indications :

N'utilisez pas la bande si vous souffrez d'allergies ou si vous êtes sensible à certains composants.

Contre-indications :

L'utilisation du produit est contre-indiquée dans les cas suivants :

- La peau est abîmée. Ne pas coller directement sur la plaie
- La zone d’application est très gonflée.
- L'utilisateur a des allergies connues au nylon, à la colle ou à l'élasthanne.
- L'utilisateur est connu pour avoir une peau fragile ou très sèche.

Avertissements :

Ne pas appliquer trop serré.

Veillez à ce que la peau soit propre avant l'application
Conserver à moins de 25 degrés. Conserver le produit dans son emballage d'origine pour le protéger de la lumière du soleil
Les symptômes de surexposition à l'acide acrylique peuvent inclure des rougeurs ou une décoloration, un gonflement, des démangeaisons, une brûlure ou la formation d'une ampoule. En cas de réaction, consultez votre médecin.

Uso previsto:
Profcare D es un nuevo tipo de cinta deportiva altamente elástica con referencias al área cinesiológica. Con múltiples direcciones de estiramiento y tejidos resistentes e hidrófugos, esta cinta funcionará perfectamente en simbiosis con grandes movimientos, lo que la convierte en una gran herramienta para la rehabilitación de lesiones, el soporte o el control motor. Debido a su alta movilidad, su tejido pesado y su molde de líneas rectas, afectará a la retroalimentación sensorial y proporcionará mejores condiciones para el flujo sanguíneo y el movimiento. Se trata de un híbrido entre una cinta deportiva rígida ordinaria y un envoltorio elástico.

Instrucciones de uso:

Quite el papel reticular y coloque sobre la piel sin estirarla la lámina de base. Tire de la cinta y estírela en la dirección y en la longitud que considere adecuada, sitúela sobre la piel, coloque la segunda base sin estirarla y caliente la cinta friccionando el papel reticular para aumentar la durabilidad. Se recomienda utilizar antes un espray adhesivo para optimizar la adhesión en condiciones húmedas. La duración máxima de uso es de 3-5 días.

Advertencias y contraindicaciones:

No utilice la cinta si presenta alergia o sensibilidad a alguno de los ingredientes.

Contraindicaciones:

El uso del producto está contraindicado si:

- La piel está dañada. No debe adherirse directamente a la herida.
- Hay hinchazón en el lugar de aplicación
- El usuario tiene alergias conocidas al nailon, el adhesivo o el Elastane.

- Se sabe que el usuario tiene la piel sensible o muy seca.

Advertencias:

No apretar excesivamente.

Asegurarse de limpiar la piel antes de aplicar la banda. No almacenar por encima de 25°C. Guardar en su embalaje original para protegerla de la luz solar. Entre los síntomas de sobreexposición al ácido acrílico se pueden incluir el enrojecimiento o la decoloración, la hinchazón, la picazón, la quemazón o la aparición de ampollas. Si experimenta alguna reacción, acuda al médico.

Przeznaczenie:
Profcare D to nowy rodzaj wysoce elastycznej taśmy sportowej o właściwościach z zakresu kinezylogii. Dzięki wielu kierunkom rozciągania i mocnemu, wodoodpornemu materiałowi taśma ta doskonale sprawdza się przy dużych zakresach ruchów, co czyni ją doskonałym narzędziem do rehabilitacji urazów, wsparcia lub kontroli motoryki. Wysoka mobilność, gruba tkanina i prosty kształt wpływają na sensoryczne informacje zwrotne i zapewniają lepsze warunki dla przepływu krwi i ruchu. Jest to hybryda między zwykłą sztywną taśmą sportową a opaską elastyczną.

Instrukcja użytkowania:

Rozerwij papier siatkowy i bez rozciągania umieść podkładkę na skórze jako podstawę. Pociągnij i rozciągnij taśmę w odpowiednim kierunku i w odpowiedniej ilości, umieść ją na skórze, przyłóż drugą podstawę bez rozciągania i pocieraj taśmę papierem siatkowym, aby rozgrzać ją i zwiększyć trwałość. Przed użyciem zaleca się użycie kleju w aerozolu, aby zoptymalizować przyczepność w warunkach mokrych. Maksymalny czas stosowania wynosi 3-5 dni.

Ostrzeżenia i przeciwwskazania:

Nie używaj taśmy, jeśli masz alergię lub jesteś wrażliwy na niektóre składniki.

Przeciwwskazania:

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

- Uraz skórny. Nie przyklejać bezpośrednio do rany.
- Opuchlizna w miejscu zastosowania.
- Użytkownik ma stwierdzoną alergię na nylon, klej lub Elastane.
- Użytkownik ma wrażliwą lub bardzo suchą skórę.

Ostrzeżenia:

Nie owijaj zbyt mocno.

Przed zastosowaniem upewnij się, że skóra jest oczyszczona. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem słonecznym. Objawy nadmiernego narażenia na działanie kwasu akrylowego mogą obejmować zaczerwienienie lub odbarwienie, obrzęk, swędzenie, pieczenie i pęcherze. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek takiej reakcji należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Utilização a que se Destina:
O Profcare D é um novo tipo de fita de desporto altamente elástica com referência à área cinesiológica. Com múltiplas direções de elasticidade e tecidos resistentes à água, esta fita funcionará perfeitamente em simbiose com grandes movimentos, tornando-a uma excelente ferramenta para a reabilitação de lesões, apoio ou controlo motor. Devido à sua elevada mobilidade, tecido pesado e molde de linhas retas, terá impacto no feedback sensorial e proporcionará melhores condições para o fluxo sanguíneo e o movimento. Veja-a como um híbrido entre uma fita desportiva rígida normal e um envolvimento elástico.

Instruções de utilização:

Rasgue o papel de grelha e coloque a folha de base sobre a pele

sem esticar, como base. Puxe e estique a fita na direção e na quantidade que considerar adequada, coloque-a na pele, coloque a segunda base sem esticar e aqueça a fita com fricção de papel de grelha para aumentar a durabilidade. Recomenda-se a utilização de um spray adesivo antes para otimizar a fixação em condições húmidas. A duração máxima de utilização é de 3 a 5 dias.

Advertências e contraindições:

Não utilize a fita se tiver alergias ou sensibilidade a alguns dos ingredientes.

Contraindições:

A utilização do produto é contraindicada quando:

- A pele está ferida. Não aplique diretamente na ferida.
- Existe inchaço no local da aplicação.
- O utilizador tem alergias conhecidas a nylon, cola ou elastano.
- Se sabe que o utilizador tem pele vulnerável ou muito seca.

Advertências:

Não aplique demasiadamente apertada.

Certifique-se de que a pele é limpa antes da aplicação. Não guarde a uma temperatura superior a 25 graus Celsius. Guarde na embalagem original para proteger da luz solar. Os sintomas de sobre-exposição do ácido acrílico podem incluir vermelhidão ou descoloração, inchaço, comichão, queimadura ou empolamento. Consulte o seu prestador de cuidados de saúde se sentir alguma reação.

Rendeltetéseszerű felhasználás:

A Profcare D egy újfajta, kineziológiaiilag érintett területeken használható, nagy rugalmasságú sportszalag. A több nyúlási irány és az erős vízlepergető tulajdonságú anyagok révén ez a szalag tökéletes összhangban dolgozik a nagy mozgásokkal – így kiváló segítője a sérülések rehabilitációjának, a tartásnak vagy a motorikus kontrollnak. Nagy mobilitásának, nehéz anyagának és egyenes vonalú formájának köszönhetően hatással lesz az érzékszervi visszajelzésekre, és jobb feltételeket biztosít a véráramláshoz és a mozgáshoz. Tekintse rá úgy, mintha a hagyományos merev sportzalag és az elasztikus pakolás hibridje lenne.

Alkalmazási javallatok:

Tépje le a rácsos papírt, és helyezze az alap szalagot a bőrre, úgy, hogy ne legyen megnyújtva. Húzza meg és nyújtsa a szalagot a kívánt irányban és mértékben, helyezze a bőrre, helyezze el a második alapot nyújtás nélkül, majd melegítse fel a szalagot úgy, hogy a rácpapírral megdörzsöli a tartósság növelése érdekében. A nedves körülmények között történő rögzítés optimalizálása érdekében javasoljuk a ragasztóspray használatát. A használat időtartama legfeljebb 3-5 nap.

Figyelmeztetések és ellenjavallatok:

Ne használja a ragasztószalagot, ha allergiás vagy érzékeny az összetevők valamelyikére.

Ellenjavallatok:

A termék használata ellenjavallt, ha:

- A bőr megsérült. Ne ragassza közvetlenül a sebre.
- Jelentős duzzanat van az alkalmazás helyén.
- A felhasználónak ismert allergiája van a nejlonra, ragasztóra vagy Elastanere.
- A felhasználónak ismerten sérülékeny a bőre vagy nagyon száraz bőré.

Figyelmeztetés:

Ne húzza túl feszesre.

Használat előtt gondoskodjon a bőr megtisztításáról. Ne tárolja 25 Celsius fok felett. Az eredeti csomagolásban, napfénytől védve tárolandó. Az akrilsavnak való túlzott kitettség tünetei közé tartozik a bőrpír vagy elszíneződés, duzzanat, viszketés, égető érzés vagy hólyagosodás. Ha bármilyen elváltozást tapasztal, forduljon

orvoshoz.

CZ

Zamýšlené použití:

Profcare D je nový typ vysoce elastické sportovní pásky s odkazem na kineziologické využití. Díky pružnosti do více směrů a silným voděodolným materiálům dokáže tato páska dokonale fungovat v symbióze s velkými pohyby – skvělý nástroj pro rehabilitaci po zranění, podporu nebo kontrolu motoriky. Díky vysoké mobilitě, pevné tkanině rovnému vzoru má dopad na sensorickou zpětnou vazbu a poskytuje lepší podmínky pro průtok krve a pohyb. Je to hybridní řešení na pomezí běžného pevného sportovního tejpů a elastického obinadla.

Návod k použití:

Roztrhněte mřížkový papír a přiložte konec pásky na kůži, ne natahujte. Nymí natáhněte pásku v požadovaném směru a silou, kterou považujete za přiměřenou, položte ji na kůži, přilepte druhý konec bez natahování a zahřejte pásku třením mřížkového papíru, abyste zvýšili trvanlivost. Pro lepší přilnavost v mokřém prostředí se doporučuje použít před aplikací lepidlo ve spreji. Doba použití je maximálně 3–5 dní.

Varování a kontraindikace:

Pásku nepoužívejte, pokud jste alergičtí nebo citliví na některé z jejich složek.

Kontraindikace:

Použití výrobku je kontraindikováno za těchto podmínek:

- Kůže je poškozená. Neaplikujte pásku přímo na ránu.
- V místě aplikace dochází k výraznému otoku.
- Uživatel má alergii na nylon, lepidlo nebo Elastane.
- Uživatel má citlivou nebo velmi suchou pokožku.

Upozornění:

Neutahujte příliš silně.

Ujistěte se, že je pokožka před aplikací očištěná. Neskladujte při teplotách nad 25°C. Chraňte před slunečním zářením a uchovávejte v originálním obalu. Mezi příznaky nadměrného vystavení kyselině akrylové patří zarudnutí nebo změna barvy, otok, svědění, pálení nebo tvorba puchýřů. Pokud se u vás vyskytne nějaká reakce, obraťte se na svého lékaře.